

Facile à utiliser et à partager, la caméra CS 1200 met l'imagerie intra-orale à la portée de tous les cabinets.

CS 1200



Superbe qualité d'image. Prix abordable.

Grâce à des images de haute résolution (1024 x 768), la caméra CS 1200 révèle les détails les plus fins. Offrant un point d'entrée abordable dans l'imagerie numérique, le système CS 1200 met les images intra-orales de haute qualité à la portée de tous les cabinets.

Meilleure communication avec le patient

Grâce à des images claires et de haute qualité, la caméra CS 1200 facilite la communication avec vos patients. C'est l'outil pédagogique idéal : les patients les mieux informés sont aussi ceux qui acceptent le plus facilement le traitement que vous avez prescrit. La rentabilité et le retour sur investissement sont assurés.



Capture d'images intra-orales de haute qualité.



Facile à partager

Numérisez les images de vos patients et visualisez-les directement à partir du système CS 1200. Grâce à une capacité de stockage allant jusqu'à 300 images, la caméra CS 1200 supprime le besoin d'avoir une carte mémoire ou un ordinateur à chaque poste de travail. Prenant en charge l'affichage analogique* et sur ordinateur, les connexions directes de la caméra permettent le partage simple et rapide entre les postes de travail.

Conçue pour plus de confort

Compacte et légère, la caméra CS 1200 s'adapte facilement à toutes les morphologies de mains et minimise la fatigue de l'opérateur. La tête arrondie et la forme fuselée de la caméra garantissent le confort en bouche du patient.

Simple à utiliser

Le système CS 1200 possède un système d'éclairage à 6 LED qui se règle automatiquement pour garantir des images parfaites, quelles que soient les conditions de luminosité environnante. La grande plage de mise au point de la caméra permet de capturer diverses vues intra-orales.

Facile à intégrer

Compatible avec tous les logiciels type TWAIN, le système CS 1200 fonctionne avec les logiciels d'imagerie Carestream Dental ainsi qu'avec d'autres logiciels d'imagerie tiers. De plus, la caméra peut être connectée à un PC ou encore à un écran analogique, et une variété de câbles de connection en option (USB, S-Video et AV) rend le partage de cet appareil plus facile que jamais.

Maintenance et assistance technique par des spécialistes

Facile à installer et à utiliser, le système CS 1200 bénéficie d'une maintenance et assistance technique assurées par des spécialistes, d'une garantie de produit de 2 ans et de programmes d'extension de garantie en option.

Caractéristiques techniques

Résolution d'image fixe	1024 (H) x 768 (V)
Résolution vidéo	640 (H) x 480 (V)
Plage de mise au point	3 mm – 25 mm
Angle de vue	90°
Champ de vue	80°
Mise au point	Mise au point fixe
Source d'éclairage	Barrette de 6 LED blanches
Sortie vidéo	TV-NTSC, TV-PAL, S-Vidéo
Connexion informatique	Interface haute vitesse USB 2.0



Supporte les connexions S-Vidéo, AV et USB

Vous souhaitez en savoir davantage ? Pour une démonstration ou toute autre demande d'informations, contactez votre revendeur local agréé ou visitez www.carestreamdental.fr

Le CS 1200 est un dispositif médical de classe 1 fabriqué par Carestream Health Inc. Il est destiné à la capture de vidéos et d'images en couleur de la cavité buccale. Lisez attentivement la notice d'utilisation.